

歯科医院がおすすめする
口腔装置専用クリーナー



皆さんの健康を維持するための口腔装置
安心して使用し続けるためには
日々のメンテナンスが重要です!



Aligner



Retainer



Anti-Snoring
Device



Whitening



Sports
Mouthguard



Denture

実は…
水洗いだけでは
汚れや菌を十分に落とせないことがあります。

その蓄積が
ニオイやぬめりの原因になることもあります。

毎日使うものだから、確実に清潔に
「今日も清潔」と安心できる毎日を…

Clium Cleaner 3 mini

Clium Cleaner 3 mini

当院おすすめケア用品




輸入元 株式会社ネクステラ 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津 4-7-5 092-402-2608

curaum

Oral Appearance Cleaner

「そのマウスピース、本当に清潔ですか？」



4分で、ニオイ・ぬめり・菌を徹底除去

Clium Cleaner 3 mini

こんなお悩みありませんか？

- ☑ ニオイが気になる
- ☑ 洗ってもヌメヌメする
- ☑ 見えない菌が怖い
- ☑ 外出先では洗えない

そのお悩み、

"Clium Cleaner 3 mini" で解決

Clium Cleaner 3 mini

超音波3分+UV1分で完了
フル充電で約15回使用可能
コードレスでどこでも使える



42~44kHz
超音波洗浄



超音波 × UV除菌
ダブル洗浄除菌




UV-C
紫外線除菌

目に見えない細菌に対して

99.9%の

除菌率.
3大細菌除菌認証.

口腔疾患を引き起こす3大細菌を
広く認証されたUV-Cで徹底除菌します




DAYS LEFT

「たった4分」
「わずか1日65円」で清潔な毎日

使い方はこれだけ…

- ① 水を入れる
- ② 入れる
- ③ ボタンを押す



＼歯磨き中の4分で完了／



製品構成

- Clium Cleaner 3 mini 1台
- チャージングケーブル 1本
- 取扱説明書及び保証書 1冊

定格入力電圧 DC 5V | 2A
バッテリー容量 7.4V/2500mAh



使用上の注意

- ・ペースメーカーなど体内に装着している方は使用しないでください。
- ・CliumのUV-C LEDから発行する光（紫外線）は直接見ないでください。その他、取扱説明書を必ずお読みになり、ご使用ください。

＼当院でご購入いただけます／
お気軽にスタッフへお声がけください



Korea Analysis Test Researcher (KATR) Report No.KATRM221019-0975 (1) 抜粋参照

